


Handleiding: aantallen termijnecho's nagaan in Astraia

- Download de Query "BEN aantal CRL-metingen" van de BEN-website:
<https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitsregister/echokwaliteitsregisters-hoe-werkt-het>. Dit is een xml-bestand dat u bij uw downloads op uw PC/laptop kunt laten staan.
LET OP: indien u Astraia in een online werkomgeving gebruikt, zorg dan dat u het xml-bestand opslaat op een locatie/in een map waar u toegang toe heeft vanuit Astraia.
- Open Astraia op uw PC/laptop.



- Log in met uw gebruikersnaam (selecteer uit de keuzelijst) en wachtwoord.



- Selecteer “Statistiek” in het startscherm van Astraia.



LET OP: om uw aantallen in Astraia na te kunnen gaan, moet u (intern binnen uw organisatie) geautoriseerd zijn om Statistiek te mogen gebruiken. Bent u dat niet, neem hierover contact op met uw leidinggevende.


- U ziet nu de tabel “Gedefinieerde Database Queries”.




- Selecteer “Importeer query” in de rechter kolom (onderaan) van deze tabel.



- Kies in de zoekopdracht voor de map "Downloads" (of de overige map die u hiervoor heeft gekozen) en selecteer het door u van de BEN-website gedownloade query "BEN aantal CRL-metingen". Dit is een xml-bestand.



- Klik rechtsonder op "Open".





BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

- In de tabel "Gedefinieerde Database Queries", ziet u nu de query "BEN aantal CRL-metingen" staan. Klik deze aan.

Beschrijving	Nieuwe groep	Gecreëerd	Laatste run op
BEN aantal biometrie AC		11-11-2021	11-11-2021
BEN aantal CRL-metingen		11-11-2021	11-11-2021

- Klik in de rechter kolom op "Kopieer query": in de keuzelijst verschijnt nu de query "BEN aantal CRL-metingen (1)".



- Klik in de tabel "Gedefinieerde Database Queries" op "BEN aantal CRL-metingen (1)" en selecteer "Bewerken query" in de rechter kolom (halverwege).



LET OP: mocht u hier een foutmelding krijgen/"Bewerken query" niet kunnen aanklikken (dan in lichtgrijs weergegeven): neem dan contact op met de BEN via beleid@echoscopisten.nl.


- U krijgt nu het pop-upvenster "Query Aanmaker: BEN aantal CRL-metingen (1)" te zien.




- Wijzig bovenin in het veld "Beschrijving" de naam van de query "BEN aantal CRL-metingen (1)" naar "BEN aantal CRL-metingen_voornaam NAAM". In ons voorbeeld is dat "BEN aantal CRL-metingen_echoscopist TEST".




- Klik in de linker kolom op "Echoscopie" (onder "Onderzoek").



- Klik vervolgens op de naam van de "Onderzoeker".



- Rechts onderin krijgt u nu een keuzelijst te zien: "Lijst toevoeging".





- Scrol door deze gehele lijst en vink uw naam aan: check dat het vinkje in het blokje links naast uw naam aan staat en check dat alle overige vinkjes (bij andere namen) in de lijst uit staan.

LET OP: mogelijk zijn in het verleden wel eens spelfouten gemaakt, of staat u soms met en soms zonder hoofdletter in deze lijst, of op zowel uw getrouwde als uw meisjesnaam geregistreerd: zorg dat "alle varianten van uw naam" zijn aangevinkt! (Zie onderste 2 rode pijlen in onderstaande afbeelding ter illustratie.)

Volledigheidshalve, raden we u aan om ook "Laat verborgen invoer zien" aan te vinken en te controleren op varianten van uw naam: dit is een optie onder de keuzelijst. Dan ziet u de complete lijst van echoscopisten die ooit bij uw werkgever hebben gewerkt: ook verouderde namen (bijv. voorafgaand aan naamwijziging bij huwelijk of bij een aanvankelijke spelfout) kunnen in deze lijst zichtbaar worden en aan te vinken zijn.

Query Aanmaker: BEN aantal CRL-metingen


Samenvatting
Clértegegevens
Anamnese
Onderzoek
Indicatie
Echoscopie
Vroege zwangerschap
1ste trimester
2e en 3e trimester
Groeiboordeeling
Doppler
Cervixlengtemeting
Maternale structuren
Preeclampsie Screening
Laboratorium uitslagen
cf DNA testing
Counseling
Conclusies
Administratie
Resultaat

Onderzoek
datum: 6-jan-2022 Tijd: 09:30 Afdeling: verloskundige praktijk
Verwijzers:
Echoscopie
Onderzoeker: echoscopist A Code onderzoeker:
Onderzoeker 2:
Supervisie door:
Echoapparaat: Voluson S10 Expert Probe: RIC5-9A-RS
transabdominaal transvaginaal 3D
Beeldvorming
Zwangerschapsduur: 16 weken + 4 Dagen
A terme datum na echo: 6-jan-2022 A terme datum volgens anamnese: 6-jan-2022
Geschatte conceptie datum: 6-jan-2022


Tabel Exam Kolom US_Operator
Label Onderzoeker
Lijst toevoeging
☐ echoscopist A
☒ echoscopist Test
☐ echoscopist B
☐ echoscopist Supervisor
☐ echoscopist Voorbeeld-test
☐ Laat verborgen invoer zien

☒ Stel een voorwaarde in het veld is gelijk aan:
☐ Laat verborgen invoer zien

- Klik vervolgens nogmaals op de naam van de “Onderzoeker” zodat er een blauw ÉN rood kader rond de naam van de onderzoeker staat (bovenste rode pijl in onderstaande afbeelding).




- Klik vervolgens in de linker kolom op “Samenvatting”.






BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

- Controleer bij "Beschrijving" zekerheidshalve nogmaals de naam van de aangepaste query: staat uw voornaam en naam erbij zodat duidelijk is dat deze query uw gegevens betreft? In onderstaand voorbeeld, hebben wij "echoscopist TEST" gelabeld.
Klik onderin vervolgens op "Bewaren".




- U komt vervolgens weer in de keuzelijst "Gedefinieerde Database Queries". Klik de zonet door u gemaakte query aan, in ons voorbeeld is dat "BEN aantal CRL-metingen_echoscopist TEST".



- Klik vervolgens in de rechter kolom op “Exporteren”.




- In het pop-upvenster “Kies een Datum Bereik”, klikt u op “Anders” en vult u de Start datum (1-1-JJJJ) en Eind datum (31-12-JJJJ) in. Klik vervolgens op “OK”.
In principe vragen wij steeds de aantallen over een looptijd van 1 kalenderjaar, meerbepaald het afgelopen jaar. Wijk hier niet van af, ook niet wanneer u slechts een deel van dit jaar werkzaam bent geweest: sowieso komen enkel de door u verrichte onderzoeken naar boven.
Geef ook steeds het afgesproken jaartal uitdrukkelijk aan wanneer u uw aantallen bij de BEN inlevert/uploadt in uw persoonlijke profiel.



- In het volgende pop-upvenster "Save" kunt u aangeven waar u uw rapport wilt opslaan (bijv. Bureaublad in onderstaande afbeelding). Klik vervolgens op "Save" rechts onderin.


Ook hier kunt u desgewenst de rapportnaam nog wijzigen/uw naam toevoegen (bij File Name). Het filetype is een xls-bestand.



- U kunt desgewenst uw persoonlijke query uit "Gedefinieerde Database Queries" verwijderen door op "Verwijderen query" te klikken en met "Ja" te bevestigen in de volgende pop-up.
- U verlaat de tabel "Gedefinieerde Database Queries" door rechtsonder op "Exit" te klikken. U komt dan weer in het voor u vertrouwde startscherm van Astraia.
- Bij de downloads op uw PC/laptop kunt u desgewenst de query "BEN aantal CRL-metingen" (xml-bestand) verwijderen: deze query blijft altijd up to date beschikbaar via de BEN-website.

- Ga op uw PC/laptop naar de map waar u het rapport heeft opgeslagen. In het voorbeeld is dit dus het "Bureaublad"/de "Desktop". Indien u dat nog niet had gedaan, voeg dan bij voorkeur aan de bestandsnaam uw initialen of naam toe vooraleer u het inlevert bij de BEN, in ons voorbeeld: "BEN aantal CRL-metingen_echoscopist TEST".

LET OP: werkte u in de opgevraagde tijdsperiode **voor meerdere opdrachtgevers/echocentra/werkgevers** die in Astraia rapporteren? Maak dan een rapport over hetzelfde tijdsblok bij al deze opdrachtgevers/echocentra/werkgevers en voeg bijvoorbeeld de naam van de werkgever aan bij de bestandsnaam zodat u onderscheid kunt maken tussen de verschillende rapporten van verschillende werkgevers.



- U kunt dit rapport vervolgens bij uw persoonlijke profiel op de BEN-website ter documentatie uploaden.
Ga naar <https://www.echoscopisten.nl> en klik op het tabblad "Login".



- Vul uw e-mailadres en wachtwoord in zodat u op "Mijn profiel" uitkomt. Klik vervolgens op het tabblad "Documenten" en vervolgens op "+" om uw rapport te kunnen toevoegen.



Bent u nog niet vertrouwd met de "Mijn Omgeving" op de BEN-website? Download dan de "Handleiding mijn omgeving" door in de linker kolom op "Bibliotheek" te klikken en vervolgens op het betreffende bestand in de keuzelijst.

- U krijgt vervolgens een blanco pop-upvenster waarin u uw gegevens kunt invullen:

Bestand toevoegen

Naam*

Bestand

Omschrijving

Categorieën


☐ Aantallen rapport termijn en/of biometrie
☐ Diploma basisechoscopie

☐ Diploma ET en/of TT SEO
☐ Diploma gynaecologie


☐ Kwaliteitsovereenkomst ET en/of TT SEO
☐ Overige / anders / bijscholing

ANNULEREN
TOEVOEGEN


- Vul het pop-upvenster in met uw gegevens: de bestandsnaam, de omschrijving en vink "Aantallen rapport termijn en/of biometrie" bij Categorieën aan.



- Voeg het xls-rapport uit Astraia toe door op "Bestand" te klikken. Er verschijnt een pop-upvenster "Media uploaden". U kunt uw klaargezette rapport hiernaartoe slepen OF u kunt klikken waarna het browservenster verschijnt. Browse in dat geval op uw PC/laptop naar de map waar u het rapport "BEN aantal CRL-metingen_echoscopist TEST" met uw naam/initialen heeft opgeslagen.



- In ons voorbeeld, komt het ingevulde pop-upvenster er als volgt uit te zien. Controleer nogmaals of alle velden zijn ingevuld vooraleer u rechtsonder op "Toevoegen" klikt.



- Controleer zekerheidshalve, in uw lijst met documenten, of u het zonet door u toegevoegde bestand kunt terugvinden. In ons voorbeeld ziet het er als volgt uit.



LET OP: werkte u in de opgevraagde tijdsperiode **voor meerdere opdrachtgevers/echocentra/werkgevers**? Maak dan een rapport over hetzelfde tijdsblok bij al deze opdrachtgevers/echocentra/werkgevers en upload ze alle bij "Documenten: in "Mijn Profiel".



BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

- Benieuwd naar uw aantallen? Klik het excelbestand “BEN aantal CRL-metingen_echoscopist TEST” aan/open het.


PID	Afdeling	Onderz. CRL	Onderzoeker
98888	verloskundige praktijk	14-jan-21	58.80 echoscopist Test
76666	verloskundige praktijk locatie A	14-jan-21	56.30 echoscopist Test
65555	verloskundige praktijk	14-jan-21	52.30 echoscopist Test
43333	verloskundige praktijk locatie B	19-jan-21	66.60 echoscopist Test
95555	verloskundige praktijk	2-feb-21	41.20 echoscopist Test
59999	verloskundige praktijk	2-feb-21	53.20 echoscopist Test
88888	verloskundige praktijk B	28-jan-21	30.80 echoscopist Test
99999	echocentrum	28-jan-21	51.70 echoscopist Test
77777	verloskundige praktijk	4-feb-21	63.60 echoscopist Test
66666	echocentrum	16-feb-21	60.00 echoscopist Test
55555	echocentrum	17-mrt-21	58.80 echoscopist Test
44444	echocentrum	12-feb-21	52.60 echoscopist Test
11111	echocentrum	15-apr-21	49.40 echoscopist Test
100000	echocentrum	21-okt-21	42.60 echoscopist Test
111111	echocentrum	21-okt-21	34.50 echoscopist Test

- Selecteer met de muis, links de hele kolom (A) waarin PID-nummers zijn ingevuld.

PID	Afdeling	Onderz. CRL	Onderzoeker
98888	verloskundige praktijk	14-jan-21	58.80 echoscopist Test
76666	verloskundige praktijk locatie A	14-jan-21	56.30 echoscopist Test
65555	verloskundige praktijk	14-jan-21	52.30 echoscopist Test
43333	verloskundige praktijk locatie B	19-jan-21	66.60 echoscopist Test
95555	verloskundige praktijk	2-feb-21	41.20 echoscopist Test
59999	verloskundige praktijk	2-feb-21	53.20 echoscopist Test
88888	verloskundige praktijk B	28-jan-21	30.80 echoscopist Test
99999	echocentrum	28-jan-21	51.70 echoscopist Test
77777	verloskundige praktijk	4-feb-21	63.60 echoscopist Test
66666	echocentrum	16-feb-21	60.00 echoscopist Test
55555	echocentrum	17-mrt-21	58.80 echoscopist Test
44444	echocentrum	12-feb-21	52.60 echoscopist Test
11111	echocentrum	15-apr-21	49.40 echoscopist Test
100000	echocentrum	21-okt-21	42.60 echoscopist Test
111111	echocentrum	21-okt-21	34.50 echoscopist Test

Rechts onderin kunt u bij “Aantal” aflezen hoeveel CRL-metingen u in het afgelopen jaar heeft verricht bij deze praktijk. In ons voorbeeld zijn dit 15 onderzoeken.

- Klik vervolgens in "Mijn Profiel" het tabblad "Cycli-logboek" aan om (de optelsom van) uw aantallen: per termijn of per biometrie, in te vullen.



- Klik uw actuele kwaliteitscyclus aan: indien u langer/eerder al geregistreerd bent in het echokwaliteitsregister, is dit de bovenste rij van uw overzicht.

Zoeken naar cyclus...			⚙️
Begindatum ↓	Einddatum	Goedgekeurd	
15-05-2021	14-05-2023	Nee	←

- Ga naar "Aantal echo's afgelopen kalenderjaar" en klik op "+ Aantal Echo's invullen".





BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

- U krijgt een pop-upvenster waarin u, per termijn (en/of per biometrie), in kunt vullen hoeveel echo's u het afgelopen (1) jaar heeft verricht. Verricht u enkel termijnecho's, laat biometrie dan op "0" staan. Klik rechtsonder op "Toevoegen" om de aantallen op te slaan. Let op dat u geen typefouten maakt: uw aantallen moeten overeenstemmen met (de optelsom van) de aantallen in de rapporten die u heeft geüpload.

LET OP: werkte u in de opgevraagde tijdsperiode **voor meerdere opdrachtgevers/echocentra/werkgevers** die in Astraia rapporteren? Maak dan een rapport over hetzelfde tijdsblok bij al deze opdrachtgevers/echocentra/werkgevers en upload ze alle bij het opgevraagde tijdsblok in uw persoonlijke profiel. Het aantal verrichtingen dat u invult, wordt dan uiteraard **de optelsom van uw verrichtingen bij iedere opdrachtgever binnen het gevraagde tijdsblok**.

Werken sommige opdrachtgevers/echocentra/werkgevers met een ander rapportagesysteem? Raadpleeg dan de betreffende handleiding(-en) op <https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitsregister/echokwaliteitsregisters-hoe-werkt-het> waar deze handleidingen ter beschikking worden gesteld (work in progress).